

新型冠狀病毒 PCR 檢驗注意事項

檢體品質對於檢驗效能影響巨大，強烈建議對檢體收集過程進行培訓。為獲得最佳的測試結果，請注意正確採樣方式、存儲和運輸。

一、儲存條件

- 1.1 將本試劑存放在室溫 15°C-30°C 下，避免陽光直射。
- 1.2 請勿冷凍或在上述溫度範圍以外存放檢測套組及其組件。

二、檢體採集(檢體為鼻咽、鼻腔、咽喉部位拭子)

使用 UTM-RT 新冠病毒採檢組，貼上檢體辨識標籤。

- 2.1 在收集鼻腔拭子之前，應指示患者擤鼻子以減少鼻腔內分泌物殘留。
- 2.2 鼻咽病毒量通常高於鼻腔、咽喉，建議優先考慮採檢鼻咽部位檢體。

三、檢體運送

- 3.1 依照感染管制原則，清消容器外部，包裝運送至檢驗科。
- 3.2 新採集的檢體應盡快進行處理，在檢體採集後一小時內進行測試。



使用問題，洽檢驗科門診組分機：(05)2765041 轉分機 5208、5229