

Petunjuk penggunaan gendongan

1. Kapan gendongan Pascal digunakan(什麼情況下會使用帕氏吊帶)?

Ketika bayi Anda mengalami displasia perkembangan sendi pinggul, Menggunakan gendongan Pascal Perawatannya adalah perawatan non-bedah yang umum Tujuannya adalah untuk menjaga sendi panggul pada posisi yang benar, Membantu sendi panggul berkembang secara normal, Mencegah dislokasi sendi lebih lanjut.

(當寶寶有發展性髖關節發育不良，使用帕氏吊帶 (Pavlik harness) 來治療是常見的非手術治療方法，其目的是將髖關節固定在正確的位置，幫助髖關節正常發育，防止關節進一步脫位)。

2. Deskripsi Aksesoris (配件說明):



紅色區塊為塑膠卡扣 Area merah adalah gesper plastik

藍色區塊為魔鬼氈 Area biru adalah perekat


1. 肩帶*1 Tali bahu *1
2. 胸帶*1 Tali dada *1
3. 腳套*2 條 Penutup kaki *2
4. 短版小腿帶*2 條 Tali betis pendek *2
5. 長版小腿帶*2 條 Tali betis panjang *2

3. Langkah-langkah pemakaian (穿戴步驟):



(1) tali bahu ditempatkan pada posisi aman, Letakkan bayi di atasnya.(肩帶放置於安全位置後，將寶寶正躺於上方)。

Petunjuk penggunaan gendongan

	(2) Letakkan tali dada di dada bayi diarea puting dan pasang dengan erat. Kekencangannya antara kendor dua jari. (胸帶至於寶寶胸前乳頭位置並黏貼好，鬆緊度為兩指鬆)。		(3) Gabungkan gesper merah pada tali bahu dan tali dada. Periksa apakah leher Anda tergesek oleh perekat. Hindari menyebabkan ketidaknyamanan atau cedera. (將肩帶及胸帶的紅色卡扣相扣，確認頸部是否有被魔鬼氈摩擦，避免造成不適或損傷)。
	(4) Masukkan kaki bayi ke dalam penutup kaki. Pastikan juga gesper merah di kedua sisi berada pada ketinggian yang sama. (將寶寶腳放入腳套中，並確認雙側紅色卡扣高度一致)。		(5) dibawah lutut Gunakan Tali betis panjang. Gunakan tali betis pendek di atas pergelangan kaki. (膝蓋下方使用長版小腿帶，腳踝上方使用短版小腿帶)。
Depan (前方) 	Belakang (後方) 	(6) Setelah menyelesaikan kedua kaki, Tekuk kaki, lalu rentangkan ke luar. Kencangkan gesper depan terlebih dahulu, kemudian gesper belakang. (雙腳完成後，將腳彎曲再外展，先固定前方卡扣再固定後方卡扣)。	
		(7) Jaga agar kaki bayi Anda tetap berbentuk "M". (使寶寶雙腳保持為「M」字型)。 	

Petunjuk penggunaan gendongan

4. Tindakan pencegahan (注意事項):

- (1) Kecuali untuk mandi, Selempang Pascal harus dikenakan pada waktu lainnya.
(除沐浴外，其餘時間應確實穿戴帕氏吊帶)
- (2) Bekerjasama dengan dokter untuk konsultasi lanjutan Untuk memudahkan pelacakan dan penyesuaian.
(配合醫師預約回診，以利追蹤及調整)
- (3) Hindari mengatur panjangnya sendiri.
(避免自行調整長度)
- (4) Periksa kulit bayi untuk melihat apakah ada memar selama penggunaan.
(使用期間檢視寶寶皮膚是否有壓傷狀況)
- (5) Jika Anda mendapati kaki bayi Anda bengkak atau sianosis, segera kembali untuk pemeriksaan.
(當發現寶寶腳腫脹或發紺請立即回診)
- (6) Perhatikan mobilitas dan fleksibilitas kaki.
(注意雙腳活動力及靈活度)

5. Referensi (參考資料):

Okano, K. (2022). *Orthopedics: An Introductory Textbook* (Translated by Gong, T.-F.). Xin Wen Jing Publishing. (Original work published in 2022)

Tu, S.-L. (2024). Care for Developmental Dysplasia of the Hip. *Changhua Nursing*, 31(1), 9–15.
[https://www.airitilibrary.com/Common/Click_Doi?DOI=10.6647/CN.202403_31\(1\).0003](https://www.airitilibrary.com/Common/Click_Doi?DOI=10.6647/CN.202403_31(1).0003)