

精液檢體採集原則

1. 一般建議：收集精液前應**禁慾三天**，不超過七天。
2. 以手淫法採集於乾淨無菌容器內，不要使用保險套收集。若使用保險套，須先用水洗淨（保險套表面有殺蟲劑）。
3. 採取後將容器加蓋，要註明**收取時間**（時、分）。
4. 儘快送達檢驗室，若無法立即送達，可在室溫保存檢體，但**不宜超過一小時**。
5. **收件時間**：請在週一至週五上午 8:00 - 10:00，下午 1:30 - 4:00；例假日、國定假日不接受此項檢驗申請。

如有其他疑問可洽詢檢驗科門診檢驗分機：(05)2765041 轉分機 2525、5208

